

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, DEVE REALIZAR A SEGUINTE SEQUENCIA DE PASSOS:

1 - Com a tampa de proteção fechada, pressione o botão de segurança e puxe a base transparente. 2 - Insira o cartucho no interior do inalador; o cartucho deve ser pressionado contra uma superfície dura, para garantir que foi totalmente introduzido. 3 - Volte a colocar a base transparente do inalador. 4 - Segure o inalador na posição vertical com a tampa de proteção fechada e rode a base. 5 - Abra totalmente a tampa. 6 - Com o inalador direcionado para baixo, pressione o botão de libertação da dose, de forma a visualizar uma nuvem.

(ALTERNATIVAMENTE PODE PEDIR PARA ESTA ATIVAÇÃO SER REALIZADA NA FARMÁCIA)



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Se não utilizar o inalador por mais de 7 dias, antes da nova utilização deve libertar uma nebulização direcionada para o chão.
- Se não utilizar o inalador por mais de 21 dias, deve realizar novamente os passos de ativação, referidos no ponto anterior, até visualizar uma nuvem.

USF MANUEL ROCHA PEIXOTO



RESPIMAT®

INFORMAÇÕES ÚTEIS

O inalador **Respimat®** é um dispositivo que permite administrar fármacos diretamente nas vias aéreas inferiores, através da sua inalação.

A via inalatória é a via de eleição para a administração de fármacos no tratamento das doenças respiratórias, pois permite:

- ✓ Ação terapêutica mais rápida;
- ✓ Maior eficácia;
- ✓ Utilização de doses menores de fármaco;
- ✓ Menos efeitos adversos.

A eficácia do tratamento depende da correta utilização do dispositivo de inalação.

Traga o seu inalador sempre que vier à consulta, a: uso e tratar melhor a sua doença.

Para uma correta higienização, lave a tampa e o bocal com um pano húmido, pelo menos uma vez por semana.



**ESCLAREÇA TODAS AS DÚVIDAS COM O SEU
MÉDICO / ENFERMEIRO DE FAMÍLIA!**

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Deve estar de pé ou sentado. Com o inalador na posição vertical, rode a base transparente no sentido das setas vermelhas até ouvir um “clique” (corresponde a meia volta).




2. Abra a tampa do dispositivo.



3. Incline a cabeça ligeiramente para trás e faça uma expiração lenta máxima.

4. Coloque o dispositivo em posição horizontal na boca, entre os dentes, sem obstruir o bocal com a língua, e aperte bem os lábios de forma a selar e evitar saídas de ar.



5. Comece a inspirar lentamente pela boca, pressione o botão de libertação de dose e continue a inspirar lenta e profundamente o máximo que conseguir.
6. Retire o bocal e suspenda a respiração durante 10 segundos.

NOTA: Se for prescrito mais do que 1 *puff* aguarde 1 min. para a nova inalação e repita os passos anteriores.