

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Fique atento ao contador de doses, para adquirir uma nova embalagem.
A janela aparece vermelha nas últimas 5 doses.
- Não realize a expiração forçada com o inalador na boca.
- Na inalação de determinados fármacos (corticóides), deve lavar a boca após a inalação. Converse com o médico sobre esta necessidade.
- Não guarde o inalador na casa de banho.
- Não lave o inalador com água nem limpe com pano húmido.
- Após cada utilização, limpe o bocal com um lenço de papel.



ACCUHALER / DISKUS®

INFORMAÇÕES ÚTEIS

O inalador **Accuhaler / Diskus**® é um dispositivo que permite administrar fármacos diretamente nas vias aéreas inferiores, através da sua inalação.

A via inalatória é a via de eleição para a administração de fármacos no tratamento das doenças respiratórias, pois permite:

- ✓ Ação terapêutica mais rápida;
- ✓ Maior eficácia;
- ✓ Utilização de doses menores de fármaco;
- ✓ Menos efeitos adversos.

A eficácia do tratamento depende da correta utilização do dispositivo de inalação.


Traga o seu inalador sempre que vier à consulta, assim poderemos melhorar o seu uso e tratar melhor a sua doença.



**ESCLAREÇA TODAS AS DÚVIDAS COM O SEU
MÉDICO / ENFERMEIRO DE FAMÍLIA!**

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


1. Deve estar de pé ou sentado. Coloque o polegar na reentrância do dispositivo e deslize (deve ouvir um “clique”).




2. Empurre a palheta, até ouvir outro “clique”.



3. Expire lentamente, o máximo que conseguir, afastado do inalador.



4. Coloque o dispositivo em posição horizontal na boca, entre os dentes, sem obstruir o bocal com a língua, e aperte bem os lábios de forma a selar e evitar saídas de ar.




5. Inspire de forma rápida e vigorosa pela boca.

6. Retire o inalador da boca e suspenda a respiração durante 5 - 10 segundos.

7. Expire lentamente.

8. Rode a tampa novamente até ouvir outro “clique”.



NOTA: Se for prescrito mais do que 1 *puff* aguarde 1 min. para a nova inalação e repita os passos anteriores.

8